



medische hulpmiddelenservice

Fysic - Draadloos Persoonsalarm

Het draadloos persoonsalarm met spreekfunctie is eenvoudig in gebruik, met één druk op de knop wordt er contact gelegd met 'bekende' hulpverleners.

In een samenleving waarin mensen steeds langer zelfstandig willen en ook kunnen zijn, biedt dit alarmsysteem nog meer ondersteuning. De draadloze alarmzender is een innovatie op het gebied van ouderen- en gezondheidszorg.

De draadloze alarmzender kan om de nek gedragen worden, zelfs onder de douche. Door middel van één druk op de knop wordt de alarmfunctie in werking gezet. Het systeem belt na inwerkingstelling naar het eerste nummer en wordt bij geen gehoor automatisch doorgeschakeld naar het volgende nummer. Wanneer de 'bekende' hulpverlener de noodboodschap beantwoordt hoort deze eerst een voorgeprogrammeerde noodboodschap en daarna komt de telefoonverbinding tot stand.

U heeft voor deze verbinding geen apart abonnement nodig, dus geen extra kosten bovenop uw huidige telefoonrekening.

Bereik: 50 meter
Prijs: € 159,00

